


# 股ベルトカバー

スパイダー使用時に股ベルトによる鼠径部の痛みを感じるとのお声をいただき作成しました。防水加工が施された洗える素材を使用しています。



股ベルトに装着し使用していただきます。  
通常の股ベルトに加えてクッション性が増し、  
接触面積が増えるため鼠径部への圧迫を軽減します。  
本体のメッシュ部分には通気性がよく汗を排出する素材を使用しています。  
40℃までのお湯で洗濯が可能です。

## ○商品詳細



### ●SMALL (価格 ¥4180)

長さ 約32.5cm

幅(最大部) 約14cm

### ●REGULAR (価格 ¥4730)

長さ 約37cm

幅(最大部) 約17cm

### ●LARGE (価格 ¥5500)


長さ 約42cm

幅(最大部) 約21.5cm

※価格は全て税込

## ○装着方法

通し部分に使用する股ベルトを差し込んでいただき、  
スパイダーベルトに連結し使用していただきます。



写真の股ベルトは2番を使用していますが、  
その他のサイズにも使用していただけます。



※使用する際には必ず股ベルトに装着してください。  
本商品単体でスパイダーベルトに使用することはできません。

ご注文・見積依頼、商品の詳細についてはお問い合わせください。

## 株式会社 エピッド

〒612-8445 京都市伏見区竹田浄菩提院町276番地ABCビルディング1-A

TEL/FAX : 075-286-3427 MAIL : info@epid-sogu.jp WEB : www.epid-sogu.jp